

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini Mikrofon ReSound Unite™



ReSound



rediscover hearing

Witamy

Gratulujemy zakupu Mini Mikrofonu ReSound Unite™, odznaczającego się wysoką jakością w przekazywaniu mowy i dźwięku.

Mini Mikrofon ReSound Unite™ przekazuje mowę bezpośrednio do Twoich aparatów słuchowych.

Wejście audio zapewnia wysoką jakość przesyłanych dźwięków (mono) z telewizora, wieży stereo HiFi, komputerów lub podobnych urządzeń bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, aby w pełni wykorzystać możliwości Mini Mikrofonu ReSound Unite™. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania prosimy o zgłoszenie się do swojego protetyka słuchu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.magnusson.net.pl lub www.resound.com.

Zaleca się uważne przeczytanie rozdziału „Ważne Informacje” zaczynającego się na stronie 23.

FCC ID : X26SM-1

Komunikat:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować fale radiowe. Jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między Mini Mikrofonem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, w którym podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować niemożność używania urządzenia.

Przeznaczenie

Mini Mikrofon ReSound Unite™ ma na celu umożliwić użytkownikom aparatów słuchowych lepszy odbiór dźwięków z telewizji lub innych urządzeń audio. Podstawowym zadaniem Mini Mikrofonu ReSound jest przesyłanie sygnału z telewizora lub innego urządzenia audio do aparatów słuchowych.

Lista krajów:

Produkty są przeznaczone do sprzedaży w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

Krajowe ograniczenia:

Norwegia: Nie wolno korzystać z urządzenia w promieniu 20 km od centrum Ny Alesund, Norwegia.

Francja: Nie wolno korzystać z urządzenia na zewnątrz.

Włochy: Produkty te są przeznaczone do prywatnego użycia. Nie wolno korzystać z niego poza własnymi pomieszczeniami.

Produkt ten jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

W EU: Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy Rady 93/42/E EC dla urządzeń medycznych (MDD) i zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). Deklaracja zgodności może być skonsultowana na www.resound.com

W Stanach Zjednoczonych: FCC CFR 47 część 15, C, rozdział 15.247.

W Kanadzie: IC 6941C-SM

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES -003.

Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- 1 urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
- 2 urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Inne określone zastosowanie międzynarodowych wymogów regulacyjnych w krajach poza EU i Stanami. Proszę odnieść się do lokalnych wymogów kraju dla tych obszarów.

Produkt ten został sklasyfikowany jako odbiornik klasy 2 zgodnie z EN 300 328.

Spis Treści



Opis	8
Pierwsze Kroki	10
Włączanie i Wyłączanie Mini Mikrofonu	11
Parowanie z Aparatami Słuchowymi	12
Rozpoczęcie Transmisji	15
Zakończenie Transmisji	17
Zakładanie Mini Mikrofonu ReSound Unite™	17
Wskaźnik Świetlny (LED)	18
Wejście Audio	19
Regulacja Głośności	21
Ważne Informacje	23
Ogólne Ostrzeżenia	24
Ogólne Środki Ostrożności	25
Parametry techniczne	31
Gwarancja	32
Rozwiązywanie Problemów	34

Opis

- 1 Mini-USB wejście do ładowarki
- 2 Mikrofon
- 3 Wejście audio
- 4 Włącznik / Wyłącznik



- 5 Regulator głośności
- 6 Wskaźnik świetlny (LED)
- 7 Klips
- 8 Przycisk parowania



Pierwsze kroki


Ładowanie baterii

Przed użyciem Mini Mikrofonu ReSound Unite™ należy całkowicie naładować baterię. Aby to zrobić, należy podłączyć ładowarkę do urządzenia tak jak pokazano na obrazku z prawej strony. Następnie drugą końcówkę kabla ładującego włożyć do gniazdka zasilającego.

Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecić się na czerwono. Kiedy bateria będzie całkowicie naładowana i będzie nadal podłączona do ładowarki wskaźnik LED powinien zmienić kolor na zielony, przerywany czerwonymi mignięciami co dwie sekundy.

Naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje około 3 godzin. Można bez obaw ładować baterię całą noc – nie zostanie ona przeładowana.

- Przed pierwszym użyciem Mini Mikrofonu ReSound Unite™ należy ładować go minimum 3 godziny, nawet jeśli wskaźnik 10 będzie pokazywał, że bateria jest w pełni naładowana.



- Dla bezpieczeństwa do ładowania należy używać akcesoriów dostarczonych przez ReSound.



Nie ładować Mini Mikrofonu, gdy znajduje się on na ciele Użytkownika.

Włączanie i wyłączenie Mini Mikrofonu ReSound Unite™

Aby włączyć Mini Mikrofon ReSound Unite™ należy przesunąć Włącznik/Wyłącznik (4 na stronie 8) do dołu do pozycji Włącz. Będzie widoczny biały znaczek „I”, a wskaźnik LED będzie migał na zielono co 2,5 sekundy.

Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć Włącznik/Wyłącznik do pozycji Wyłącz. Wskaźnik LED powinien przestać migać.

Jeśli poziom baterii jest niski wskaźnik LED będzie migał na żółto co 2 sekundy.

Parowanie z aparatami słuchowymi




Uwaga! Poniższe informacje są przeznaczone przede wszystkim dla protetyka słuchu, który w większości przypadków będzie wykonywał niezbędne czynności zanim Mini Mikrofon ReSound Unite™ będzie mógł być używany z aparatami słuchowymi. Proces ten jest prosty i z łatwością może być wykonany prawie przez każdego.

Możliwe jest połączenie pary aparatów słuchowych ReSound z trzema urządzeniami Unite™ np. jednym Mini Mikrofonem i dwoma Unite™ TV (opcjonalne akcesoria Unite™). Dlatego w momencie rozpoczynania procesu parowania musi być wybrany kanał 1, 2 lub 3.

Parowanie Mini Mikrofonu na 1 kanale

1. Upewnij się, że Mini Mikrofon ReSound Unite™ jest włączony. Aparaty słuchowe muszą być wyłączone – komora baterii otwarta.
2. Zdjąć srebrną nasadkę z Mini Mikrofonu. Końcówką długopisu lub podobnym narzędziem nacisnąć mały przycisk parowania z przodu Mini Mikrofonu ReSound Unite™ (jak na obrazku na następnej stronie). Wskaźnik LED będzie migał co dwie sekundy aby pokazać, że urządzenie jest gotowe do parowania na kanale 1. Mini Mikrofon ReSound Unite™ pozostanie w trybie parowania przez 20 sekund.



3. Kiedy parowanie zostało uaktywnione, zamknąć komory baterii w obu aparatach słuchowych. Upewnić się że urządzenia działają. Sukces parowania zostanie zasygnalizowany melodią zagrałą w obu aparatach słuchowych.

Teraz można korzystać z Mini Mikrofonu ReSound Unite™!

Parowanie Mini Mikrofonu na kanale 2 lub 3

Aby sparować Mini Mikrofon na kanale 2 należy nacisnąć dwukrotnie przycisk parowania. Wskaźnik LED będzie migał na żółto dwukrotnie co 2 sekundy, aby pokazać, że urządzenie jest gotowe do parowania na kanale 2. Zamknąć drzwiczki baterii aparacie słuchowym.

Aby sparować Mini Mikrofon na kanale 3 należy trzykrotnie nacisnąć przycisk parowania. Wskaźnik LED będzie migał na żółto trzykrotnie co 2 sekund, aby pokazać, że urządzenie jest gotowe do parowania na kanale 3. Zamknąć drzwiczki baterii aparacie słuchowym.

Migający wskaźnik parowania:

Ilość naciśnień
przycisku
parowania

Mignięcia diody LED

Kanał

Ilość naciśnień przycisku parowania	Mignięcia diody LED				Kanał
1	①	①	①	①	1
2	① ②	① ②	① ②	① ②	2
3	① ② ③	① ② ③	① ② ③	① ② ③	3

Rozpoczęcie transmisji

Włączyć Mini Mikrofon, upewnić się, że aparaty słuchowe również są włączone. Rozpoczęcie transmisji może być włączone na 2 sposoby:

1. Wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk zmiany programów w każdym aparacie słuchowym aż pojawi się przesyłany dźwięku. Po połączeniu ReSound Unite™ TV z aparatami słuchowymi pojawi się w nich melodia, a następnie nastąpi transmisja dźwięku do aparatów.
2. Posiadając Pilot ReSound Unite™ (opcja), wystarczy nacisnąć przycisk ReSound Unite™ TV. Spowoduje to chwilowe wyświetlenie się ikony wyszukiwania na wyświetlaczu pilota. Gdy aparaty słuchowe połączą się z ReSound Unite™ TV pojawi się krótka melodia w obu uszach, która będzie potwierdzać przesyłanie sygnału dźwięku a na wyświetlaczu pojawi się ikona strumieniowej transmisji audio. Dźwięk można teraz usłyszeć w aparatach słuchowych.

Rozpoczynanie transmisji dźwięku na 2 lub 3 Mini Mikrofonie ReSound Unite™

Jeśli aparaty słuchowe są sparowane z więcej niż jednym urządzeniem można rozpocząć transmisję na dwa sposoby:

1. Wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk zmiany programów a następnie jeszcze 2-gi lub 3-ci raz aby połączyć z urządzeniami ReSound Unite™ sparowanymi odpowiednio na 2-gim lub 3-cim kanale.
2. Posiadając Pilot ReSound Unite™ wystarczy nacisnąć Przycisk Łączności 2-gi lub 3-ci raz aby połączyć się z urządzeniami sparowanymi odpowiednio na 2-gim lub 3-cim kanale.



Wyszukiwanie
Mini Mikrofonu



Połączony
z Mini Mikrofonem



Przycisk łączności

Urządzenia ReSound Unite™ (do trzech) są początkowo oznaczone literami A, B lub C, a urządzenie w użyciu jest pokazane na wyświetlaczu Pilota.

Zakończenie transmisji

- Wystarczy nacisnąć na Pilocie Unite™ (opcjonalny) przycisk „P”, znajdujący się na środku klawiatury. Oznacza to powrót aparatów słuchowych do ostatnio używanego programu. Można również nacisnąć przycisk „Dom” w celu powrotu do ustawień domyślnych.
- Używając telefonu wraz z ReSound Unite™ Phone Clip lub Phone Now™, transmisja dźwięku z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ będzie czasowo wstrzymana. Po zakończeniu rozmowy transmisja dźwięku zostanie wznowiona.










Uwaga! Zasięg działania Mini Mikrofonu ReSound Unite™ jest ograniczony (>7m). Jeśli w ciągu 5 minut aparaty ponownie znajdą się w zasięgu automatycznie wznowią transmisję.

Zakładanie Mini Mikrofonu ReSound Unite™

Przypinając Mini Mikrofon ReSound Unite™ do kurtki lub ubrania rozmówcy należy pamiętać aby umieścić urządzenie w odległości 10 - 20 cm od ust mówiącego.

Wskaźnik świetlny (LED)


Wskaźnik świetlny (6 na stronie 9) na Mini Mikrofonie ReSound Unite™ służy jako uniwersalny interfejs użytkownika, udziela informacji o statusie urządzenia.

Mignięcia	Znaczenie
	Normalne działanie
	Niski poziom baterii
	Ładowanie
	Bateria naładowana – stale podłączona do ładowarki
	Parowanie na kanale 1
	Parowanie na kanale 2
	Parowanie na kanale 3

Wejście Audio

Wejście audio (3 na stronie 8) może być użyte do strumieniowej transmisji dźwięku z wielu urządzeń poprzez wejście liniowe Mini Mikrofonu ReSound Unite™ bezpośrednio do aparatów słuchowych.

- 1 Włożyć dołączony kabel do wejścia audio Mini Mikrofonu ReSound Unite™
- 2 Podłączyć drugi koniec kabla do wejścia audio w urządzeniu, z którego chcemy przesyłać dźwięk.





Uwaga: Korzystając z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ i TV z gniazdem słuchawkowym znajdującym się na boku lub z przodu telewizora.

W przypadku korzystania z gniazda słuchawkowego zazwyczaj tylko osoba nosząca aparaty słuchowe usłyszy dźwięk, a głośniki TV będą wyciszone. Telewizor może pozwalać na jednoczesne korzystanie z głośników i słuchawek jednocześnie – szczegóły w instrukcji obsługi telewizora.

Regulacja Głośności

Mini Mikrofon ReSound Unite™ został zaprojektowany tak, aby od początku zapewnić komfortowy poziom głośności.

Jednak dla niektórych urządzeń lub środowisk akustycznych może być potrzebna regulacja głośności. Można to zrobić na różne sposoby. Należy pamiętać, że regulacja głośności dotyczy wyłącznie transmitowanego sygnału audio a nie głośności dźwięków otoczenia.

- Klawisze “+” i “-” (5 na stronie 9) służą do regulacji głośności do komfortowego poziomu. Przed zmianą ustawień głośności należy upewnić się, że aparaty słuchowe są odpowiednio wyregulowane.



Uwaga: Podczas korzystania z Mini Mikrofonu ostatnie ustawienia głośności będą zachowane. Podczas korzystania z wejścia audio, jeśli wcześniej Mini Mikrofon został wyłączony, ustawienia głośności powrócą do domyślnego poziomu aby uniknąć niekomfortowego poziomu głośności.

- Użyć Pilota ReSound Unite™ (opcjonalny), aby wyregulować głośność w aparatach słuchowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Pilota należy skontaktować się z protektorem słuchu.
- W niektórych przypadkach głośność może być wyregulowana poprzez źródło dźwięku np. poprzez przyciszenie telewizora. W wielu przypadkach będzie to regulować głośność dźwięku strumieniowego (bezprowadowo transmitowanego do aparatów słuchowych) oraz niestrumieniowego (docierającego do mikrofonów aparatów słuchowych w normalny sposób). Oczywiście taki sposób regulacji wpływa na komfort słyszenia dla innych osób w pokoju.

Ważne Informacje



Konserwacja i Pielęgnacja

- Należy czyścić Mini Mikrofon ReSound Unite™ za pomocą wilgotnej szmatki. Nigdy nie należy używać do czyszczenia środków dla gospodarstw domowych (proszek do prania, mydło itp. ...) lub alkoholu
- Gdy nie jest używany, należy wyłączyć i schować Mini Mikrofon ReSound Unite™
- Należy chronić Mini Mikrofon ReSound Unite™ przed wilgocią (kąpiel, pływanie) i ciepłem (kaloryfer, deska rozdzielcza samochodu). Należy chronić go przed nadmiernym wstrząsami i wibracjami.
- Należy chronić mikrofon i złącze ładowarki od zanieczyszczeń i brudu. Jeśli to konieczne, należy je czyścić szczoteczką dostarczoną wraz z aparatami słuchowymi.

Ogólne ostrzeżenia



- Małe dzieci mogą owijać przewody lub smycze / breloki wokół szyi powodując ryzyko uduszenia. Dlatego kable i smycze / breloki należy zawsze trzymać z dala od dzieci.
- Mini Mikrofon ReSound Unite™ używa zakodowanej cyfrowo transmisji małej mocy w celu komunikacji z innymi urządzeniami bezprzewodowymi. Choć mało prawdopodobne, w pobliżu urządzeń elektronicznych transmisja może być ograniczona. W takim przypadku należy przenieść Mini Mikrofon ReSound Unite™ z dala od tych urządzeń.
- Jeśli podczas korzystania z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ wystąpią zakłócenia spowodowane bliskością urządzeń emitujących zakłócenia, należy się od nich oddalić.
- Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie deszczu, wilgoci i innych płynów w celu ochrony przed uszkodzeniem produktu lub szkody dla Użytkownika.
- Należy trzymać urządzenie, wszelkie przewody i kable z dala od urządzeń mechanicznych.
- Jeśli produkt się przegrzewa, został upuszczony lub uszkodzony, ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, albo został upuszczony do płynu, należy przerwać używanie i skontaktować się z protetykiem słuchu.

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Nie stosować w obszarach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.

Zapłon w otoczeniu łatwopalnym

- Nie należy używać produktu w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo zapłonu łatwopalnych gazów.

Ogólne Środki Ostrożności



- Nie używać w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.
- Promieniowanie rentgenowskie (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) może niekorzystnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie tego urządzenia. Zaleca się aby wyłączyć urządzenie przed procedurą prześwietlania promieniami rentgenowskimi i pozostawić je na zewnątrz pomieszczenia.
- Wysokiej mocy urządzenia elektroniczne, większe instalacje elektroniczne i metalowe konstrukcje mogą upośledzać i znacznie zmniejszyć zasięg działania.

- Jeżeli aparaty słuchowe nie reagują na urządzenie ze względu na nadzwyczajne zakłócenia pola, należy oddalić się od zakłócającego pola.
- Aparaty słuchowe oraz to urządzenie otrzymało unikalny kod komunikacyjny w trakcie parowania. Gwarantuje to, że urządzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe noszone przez innych.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji tego urządzenia.
- Otwarcie Mini Mikrofonu ReSound Unite™ może go uszkodzić. Jeśli pojawiają się problemy, których nie można rozwiązać, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.
- Mini Mikrofon ReSound Unite™ może być naprawiany tylko przez autoryzowany serwis.
- Nie używać Mini Mikrofonu ReSound Unite™ w miejscach, gdzie transmisja fal radiowych jest zabroniona, np. samoloty itp.
- Podłączać Mini Mikrofon ReSound Unite™ wyłącznie do źródeł, które są wyraźnie dla niego przeznaczone.

BUDOWANA BATERIA: Jeśli produkt zawiera baterie proszę zwrócić uwagę na:



- Produkt zasilany jest przez akumulator.
- Pełna wydajność nowego akumulatora jest osiągana dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.
- Należy odłączać ładowarkę od gniazda sieciowego i urządzenia gdy nie jest używana.
- Naładowana i nieużywana bateria rozładowuje się po pewnym czasie.
- Pozostawianie urządzenia w gorących miejscach, np. w zamkniętym samochodzie w warunkach letnich, spowoduje zmniejszenie pojemności akumulatora i skrócenie jego żywotności.
- Produkt z zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Wydajność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Ostrzeżenie o Baterii!



- „Uwaga” - akumulator zastosowany w tym produkcie może być przyczyną pożaru lub poparzenia chemicznego w przypadku niewłaściwego używania.
- Nie próbować otwierać produktu lub wymieniać baterii. Jest ona wbudowana i niewymienna. Użycie innych baterii może grozić pożarem lub wybuchem jak również utratą gwarancji.
- Bateria w urządzeniu nie może być usunięta lub zastąpiona inną. Każda taka próba jest ryzykowna i może spowodować uszkodzenie produktu.
- Mini Mikrofon ReSound Unite™ należy ładować jedynie zasilaczem, który został dostarczony wraz z produktem.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, o ile to możliwe.
- Nie wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi lub do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

OCHRONA ŁADOWARKI:

Jeśli produkt jest dostarczony w ładowarką proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:



- Nie próbować ładować produktu ładowarką inną niż dostarczoną z produktem. Stosowanie akcesoriów innego typu może uszkodzić lub zniszczyć produkt i może być niebezpieczne. Korzystanie z innych ładowarek może unieważnić gwarancję.
- O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów można dowiedzieć się od protetyka słuchu.
- Ładować produkt według dołączonej instrukcji.

Ostrzeżenia Ładowania!



- Odłączając przewód zasilający lub któregokolwiek z akcesoriów należy zawsze chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nigdy nie używać uszkodzonej ładowarki.
- Nie wolno demontować ładowarki, ponieważ może to grozić porażeniem prądem elektrycznym.
- Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie prądem lub pożar, gdy produkt jest następnie wykorzystywany.
- Należy unikać ładowania urządzenia w temperaturach skrajnie wysokich lub niskich i nie używać ładowarki na wolnym powietrzu lub w miejscach wilgotnych.
- Nie ładować Mini Mikrofonu ReSound Unite™, gdy jest on na ciele.

Specyfikacja techniczna

Zakres pracy:	do 7 metrów lub więcej
Zasilanie:	Zewnętrzny adapter ścienny
Łączność bezprzewodowa:	2,4 GHz
Temperatura pracy:	od 0 do 45°C
Temperatura przechowywania:	od -20 do 45°C

Badanie termiczne, transport i przechowywanie

Produkt był przedmiotem różnych badań temperatury i cykliów ogrzewania w zakresie od -25°C do +70°C, zgodnie z normami wewnętrznymi i przemysłowymi.

Gwarancja

Mini Mikrofon ReSound Unite™ jest objęty ograniczoną gwarancją wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w danym kraju mogą być stosowane rozszerzone warunki gwarancji. Proszę skontaktować się z protetykiem słuchu, aby uzyskać więcej informacji.

Co obejmuje gwarancja?

Jeśli składowa elektryczna urządzenia z powodu wykonania, wytworzenia lub wad konstrukcji nie działa poprawnie w czasie trwania gwarancji zostanie ona naprawiona lub wymieniona bez dodatkowych opłat za materiały lub samą naprawę po oddaniu produktu do punktu zakupu.

Jeśli okaże się, że naprawa nie jest możliwa, całe urządzenie może zostać zastąpione równoważnym sprzętem za obopólną zgodą protetyka słuchu i klienta.

Czego nie obejmuje ta gwarancja?

Problemy wynikające z niewłaściwej obsługi lub konserwacji, niestosowania się do instrukcji obsługi, wypadki losowe, naprawy wykonane przez nieautoryzowane podmioty, narażenie na działanie szkodliwych substancji lub szkody spowodowane ciałami obcymi wprowadzanymi do urządzenia nie są objęte gwarancją i mogą spowodować jej utratę. Powyższa gwarancja nie narusza żadnych praw nabywanych w kraju zakupu urządzenia. Protetyk słuchu może wydać gwarancję, która wykracza poza klauzulę niniejszej gwarancji. Proszę skonsultować się ze specjalistą celem uzyskania dalszych informacji.

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

PRZYCZYNA

Przycisk Łączności na Pilocie jest wciskany, ale bez skutku

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie są sparowane

Pilot zdalnego sterowania i aparaty słuchowe nie znajdują się w zasięgu

Przycisk programów na aparacie słuchowym został wciśnięty na ponad 3 sekundy, ale bez skutku.

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie są sparowane

Przycisk parowania na Mini Mikrofonie jest przyciskany ale w aparatach słuchowych nie słycać sygnału parowania.

Mini Mikrofon Unite™ oraz aparaty słuchowe nie znajdują się w zasięgu

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie znajdują się jednocześnie w trybie parowania.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że Pilot Unite™ i aparaty słuchowe znajdują się w zasięgu i ponownie aktywuj transmisję dźwięku

Przeprowadź proces parowania

Upewnij się, że Pilot Unite™ i aparaty słuchowe są w zasięgu i powtórz proces parowania

Powtórz proces parowania i upewnij się, że drzwiczki baterii obu aparatów słuchowych są zamknięte w ciągu 20 sekund po naciśnięciu przycisku parowania na Mini Mikrofonie Unite™.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

Przycisk Łączności dźwięku na Pilocie Unite™ jest przyciskany, ale nie rozpoczyna się transmisja dźwięku mimo wyszukiwania (wskazuje na ikonę X na wyświetlaczu)

PRZYCZYNA

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej

Mini Mikrofon Unite™ jest wyłączony

Poziom baterii Mini Mikrofonu Unite™ jest zbyt niski, aby móc przesyłać dźwięk

Urządzenie audio jest podłączone do wejścia audio, ale jest ono wyłączone albo wyjście audio zostało wyciszone

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnij się, że Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe są w zasięgu sieci bezprzewodowej i aktywuj transmisję dźwięku

Włącz Mini Mikrofon Unite™ i aktywuj transmisję dźwięku

Naładuj baterię

Włącz urządzenie lub wyłącz wyciszenie w urządzeniu audio.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

Brak dźwięku w aparatach słuchowych, chociaż nadal aktywna jest transmisja dźwięku

PRZYCZYNA

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Mini Mikrofon Unite™ nie jest już włączony

Poziom baterii Mini Mikrofonu Unite™ jest zbyt niski, aby móc przesyłać dźwięk

Urządzenie audio jest podłączone do wejścia audio, ale jest ono wyłączone albo wyjście audio zostało wyciszone.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Upewnij się, że Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe są w zasięgu sieci bezprzewodowej

Włącz Mini Mikrofon Unite™ i aktywuj transmisję dźwięku

Naładuj baterię

Włącz urządzenie lub wyłącz wyciszenie w urządzeniu audio.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

PRZYCZYNA

Aparat słuchowy przypadkowo rozłącza się z programem transmisji dźwięku

Przynajmniej jedna z przyczyn opisanych powyżej objawów „braku dźwięku” wystąpiła częściej niż w ciągu 5 minut

Bateria w aparacie słuchowym jest tak wyczerpany, że nie obsługuje już transmisji dźwięku

Dźwięk z Mini Mikrofonu Unite™ jest zbyt głośny lub zniekształcony

Urządzenie audio zostało podłączone do wejścia audio a ustawiony poziom dźwięku z tego urządzenia jest zbyt wysoki

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Podjmij niezbędne działania naprawcze zgodnie z opisem objawów „braku dźwięku ” umieszczonym powyżej i aktywuj ponownie transmisję dźwięku.

Wymień baterię w aparacie słuchowym na nową i ponownie uruchom transmisję dźwięku

Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy "+" i "-" znajdujących się na Mini Mikrofonie Unite™ lub za pomocą pokrętła głośności na zewnętrznym urządzeniu audio, aż uzyskasz najlepszy poziom i jakość dźwięku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

Poziom dźwięku z Mini Mikrofonu Unite™ jest bardzo niski

PRZYCZYNA

Mini Mikrofon Unite™ nie jest noszony poprawnie przez mówiącego

Poziom dźwięku odbieranego przez Mini Mikrofon Unite™ jest bardzo niski

Urządzenie audio zostało podłączone do wejścia audio ale poziom dźwięku z tego urządzenia jest zbyt niski

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Przypnij Mini Mikrofon Unite™ do kurtki lub innego ubrania mówiącego lub umieść go na szyi wykorzystując smycz, tak aby urządzenie znajdowało się w odległości 10-20 cm od ust mówiącego.

Zwiększ głośność korzystając z klawisza „+” na Mini Mikrofonie Unite™.

Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy "+" i "-" znajdujących się na Mini Mikrofonie Unite™ lub za pomocą pokrętła głośności na zewnętrznym urządzeniu audio, aż uzyskasz najlepszy poziom i jakość dźwięku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBJAWY

Dźwięk z Mini Mikrofonu Unite™ jest wciąż zbyt niski lub wysoki

PRZYCZYNA

Poziom głośności w aparatach słuchowych nie jest odpowiedni do słuchania

Dźwięk z Mini Mikrofonu Unite™ jest zniekształcony lub pojawiają się przerwy w sygnale

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe są na skraju zasięgu sieci bezprzewodowej

Mini Mikrofon Unite™ i aparaty słuchowe nie są wystarczająco blisko siebie.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Wyreguluj poziom głośności w aparatach słuchowych (jeśli jest taka opcja) albo (opcja) wykorzystując klawisze „+” i „-”, na Pilocie ReSound Unite™.

Upewnij się, że Mini Mikrofon ReSound Unite™ i aparaty słuchowe znajdują się w zasięgu pracy sieci bezprzewodowej.

Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie zakłócają transmisji dźwięku z Mini Mikrofonu ReSound Unite™ do aparatów słuchowych.

Zwróć uwagę na informacje oznaczone symbolem ostrzeżenia



OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń,
UWAGA wskazuje na sytuację, która może prowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń.



Porady i wskazówki jak lepiej sobie radzić z akcesoriami ReSound Unite™.



Wyposażenie obejmuje nadajnik radiowy.



Zastosowane w produkcji części są typu B



Prosimy pytać swojego protetyka słuchu
w sprawie utylizowania akcesoriów ReSound Unite™.



Wszelkie kwestie dotyczące Urządzeń Medycznych EU Dyrektywa 93/42/EEC, lub dyrektywy Rady 1999/5/EE C powinny być kierowane do GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denmark (Dania)

Siedziba główna

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Dystrybutor w Polsce

GNP Magnusson
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
biuro@magnusson.net.pl
www.magnusson.net.pl

ReSound



rediscover hearing

17729500-GB-11.07 Rev. B